

Nous vous proposons 3 tables différentes permettant diverses utilisations suivant la configuration des chambres et l'utilisation souhaitée. Les tables à dégagement latéral ou à 4 pieds permettent aux patients de prendre leurs repas assis ou de déposer des objets.

L'ergonomie et les revêtements polymère ou stratifié des plateaux permettent un nettoyage facile.

Table à manger au lit


Nos tables à manger au lit s'adaptent aussi bien aux lits qu'aux fauteuils.

Le piètement à dégagement frontal en forme en C équipé de 4 roulettes diamètre 50 mm permet un déplacement facile.

Grâce au système d'élévation équipé de 8 roulements à billes, équilibré par un vérin à gaz, le réglage en hauteur peut s'effectuer d'une seule main.

- 1 plateau fixe 200 mm x 400 mm, 1 plateau inclinable 700 mm x 400 mm
- Plateau creusé polymère blanc ou érable

Les variantes



Existe en version stratifiée avec galerie

réf. GHTML6DF



Table de chambre

- L 500 mm x p 800 mm x h 745 mm
 - Dessus polymère blanc (uniquement en 800)
 - Plateau arrondi sur le devant
 - 4 pieds tube ovale époxy blanc nacré
- Existe en version 1000 réf.FMTA1000



Existe en version plateau stratifié avec chants PVC



Table à dégagement latéral





- L 500 mm x p 800 mm x h 745 mm
 - Plateau polymère blanc uniquement en 800
 - Plateau arrondi sur le devant
 - Piètement à dégagement latéral
 - Tube ovale époxy blanc nacré
- Existe en version 1000 réf.FMTA1000DL



Existe en version plateau stratifié avec chants PVC







réf. GHTML6DF



La table à manger peut être utilisée avec un fauteuil. La forme particulière en "C" du support permet d'embrasser la base du fauteuil en l'approchant le plus possible du patient.

réf. FMTA800 ou FMTA1000



réf. FMTA800DL ou FMTA1000DL

