

Chariot à plâtre 600x400

Chariot à plâtre 600x400 - Réf. 1006.01 P02 équipé en standard de :

- 5 tiroirs jointifs dont 1 x H.75mm + 3 x H.150mm + 1 x H.225mm
- 1 guidon de manoeuvre réglable en hauteur
- 2 rails latéraux normalisés (1 de chaque côté) :
+ 1 support sac à déchets inox
- 4 roues pivotantes Ø125mm dont 2 à freins
- Pare-chocs enveloppant

Description

- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 70.5x41.5 cm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS et aluminium anodisé.
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS.
- 4 roues pivotantes en polyamide avec pare-fils, roulement à billes inox.


Références

CHARIOT À PLÂTRE EOLIS® 600x400

Équipé	Réf. 1006.01 P02
Vide (10 modules pour tiroirs - sans verouillage)	Réf. 1006.01

Caractéristiques

Dimensions hors tout en mm :



Conditions



Délai de départ usine
située en France :

5 jours

à réception de commande

Uniquement pour la Réf. **1006.01 P02**
Coloris disponible : **Safran**



Chariot à plâtre Eolis® 600x400
Version équipée - Réf. **1006.01 P02**

Coloris

