

# Chariot d'anesthésie 600x400

Chariot d'anesthésie 600x400 - Réf. 1006.01 A04  
équipé en standard de :

- Verrouillage centralisé de tous les tiroirs avec serrure à clé
- 6 tiroirs jointifs dont 3 x H.75mm + 2 x H.150mm + 1 x H.225mm
- 1 guidon de manoeuvre réglable en hauteur
- 2 rails latéraux normalisés (1 de chaque côté) :  
+ 1 support à sondes et 1 support collecteur d'aiguilles
- 1 portique équipé d'une tablette avec 4 crochets + 1 support équipé avec 3 bacs à bec gris et 1 support boîte à gants
- 4 roues pivotantes Ø125mm dont 2 à freins
- Pare-chocs enveloppant

## Description

- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 70.5x41.5 cm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS et aluminium anodisé.
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS.
- 4 roues pivotantes en polyamide avec pare-fils, roulement à billes inox.


## Références

CHARIOT D'ANESTHÉSIE EOLIS® 600x400

Équipé	Réf. <b>1006.01 A04</b>
Vide ( 10 modules pour tiroirs - sans verouillage)	Réf. <b>1006.01</b>

## Caractéristiques

Dimensions hors tout en mm :



## Conditions



Délai de départ usine  
située en France :

**5 jours**

à réception de commande

Uniquement pour la Réf. **1006.01 A04**  
**Coloris disponibles : Prune ou Vert**



Chariot d'anesthésie Eolis® 600x400  
Version équipée - Réf. **1006.01 A04**

## Coloris

