

# Chariot de soins magasin 600x400

Chariot de soins magasin 600x400 - Réf. 1006.01 T02  
équipé en standard de :

- Verrouillage centralisé de tous les tiroirs avec serrure à clé
- 6 tiroirs jointifs dont 3 x H.75mm + 2 x H.150mm + 1 x H.225mm
- 1 guidon de manoeuvre réglable en hauteur
- 2 rails latéraux normalisés (1 de chaque côté) :  
+ 2 supports sac à déchets inox et 1 support collecteur d'aiguilles
- 4 roues pivotantes Ø125mm dont 2 à freins
- Pare-chocs enveloppant

## Description

- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 705 x 415 mm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS et aluminium anodisé avec guidon de manoeuvre intégré et 2 rails normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur. Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris.
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS.
- 4 roues pivotantes Ø125mm en polyamide avec pare-fils, roulements à billes inox.


## Références

CHARIOT DE SOINS EOLIS® 600x400

Équipé	Réf. <b>1006.01 T02</b>
Vide (10 modules pour tiroirs - sans verrouillage)	Réf. <b>1006.01</b>

## Caractéristiques

Dimensions hors tout en mm :



## Conditions

Délai de départ usine  
située en France :  
**5 jours**  
à réception de commande

Uniquement pour la Réf. **1006.01 T02**  
Coloris disponibles : Prune ou Vert



Chariot de soins magasin Eolis®  
Version équipée - Réf. **1006.01 T02**

## Coloris



# Options et accessoires pour chariots multifonctions

## Verrouillages centralisés



Verrouillage à clé  
Réf. **1600.01**



Verrouillage à code  
Réf. **1600.03**



Verrouillage à badge  
Réf. **1600.04**




Verrouillage à code + clé  
Réf. **1600.05**


Lot de 10 badges  
Réf. **1501.12**

Clé passe - Réf. **1501.10**

## Tiroirs



Tiroir 1 module - Réf. **1600.30**  
600 x 400 x 73 mm ext.  
560 x 360 x 63 mm int.




Tiroir 2 modules - Réf. **1600.31**  
600 x 400 x 149 mm ext.  
560 x 360 x 139 mm int.




Tiroir 3 modules - Réf. **1600.32**  
600 x 400 x 226 mm ext.  
560 x 360 x 216 mm int.


## Bacs de subdivision pour tiroirs



Bac 1 module 1/6 - Réf. **1100.81**



Bac 1 module 1/4 - Réf. **1100.85**




Bac 1 module 1/3 - Réf. **1103.89**


Séparation 1/6 - Réf. **1100.89**

Séparation 1/4 - Réf. **1100.91**


Séparation 1/3 - Réf. **1103.93**



Bac 2 modules 1/6 - Réf. **1100.83**



Bac 2 modules 1/4 - Réf. **1100.87**



Bac 2 modules 1/3 - Réf. **1103.91**

Séparation 1/6 - Réf. **1100.90**

Séparation 1/4 - Réf. **1100.92**

Séparation 1/3 - Réf. **1103.94**



Pilulier 1/8 pour tiroir 600x400  
Réf. **1600.60**


**Nouveauté**

### Tiroirs à toxiques

- 1 module (63 mm H) - Réf. : **1600.33**
- 2 modules (138 mm H) - Réf. : **1600.34**
- 3 modules (216 mm H) - Réf. : **1600.35**




## Kits de séparations pour tiroirs



Réf. **1600.73**  
Kit de séparations 6 cases pour tiroir 1 module

Kits pour tiroir 1 module


2 cases	<b>1600.70</b>	8 cases	<b>1600.74</b>
3 cases	<b>1600.71</b>	12 cases	<b>1600.75</b>
4 cases	<b>1600.72</b>	18 cases	<b>1600.76</b>
6 cases	<b>1600.73</b>	24 cases	<b>1600.77</b>



Réf. **1600.82**  
Kit de séparations 4 cases pour tiroir 2 modules

Kits pour tiroir 2 modules

2 cases	<b>1600.80</b>	8 cases	<b>1600.84</b>
3 cases	<b>1600.81</b>	12 cases	<b>1600.85</b>
4 cases	<b>1600.82</b>	18 cases	<b>1600.86</b>
6 cases	<b>1600.83</b>	24 cases	<b>1600.87</b>



Réf. **1600.91**  
Kit de séparations 3 cases pour tiroir 3 modules

Kits pour tiroir 3 modules

2 cases	<b>1600.90</b>	8 cases	<b>1600.94</b>
3 cases	<b>1600.91</b>	12 cases	<b>1600.95</b>
4 cases	<b>1600.92</b>	18 cases	<b>1600.96</b>
6 cases	<b>1600.93</b>	24 cases	<b>1600.97</b>


## Accessoires



Tige porte sérum - Réf. **1500.23**



Portique 2 étagères - Réf. **1600.21**  
Portique 1 étagère - Réf. **1600.20**



Tablette latérale rabattable - Réf. **1500.01**  
Version coulissante - Réf. **1600.43**



Trieur latérale 1 case - Réf. **1500.29**



Poubelle plastique 10L - Réf. **1501.24**  
Poubelle plast. 2x10L - Réf. **1501.26**



Simple support sac 20L - Réf. **1501.22**  
Simple support sac 30L - Réf. **1501.23**



Double support sac 20L - Réf. **1501.18**  
Double support sac 30L - Réf. **1501.19**



Support collecteur d'aiguilles  
Réf. **1101.97**



Bac latéral de rangement  
Réf. **1500.35**

# Équipements informatiques pour chariots multifonctions 600x400

## Équipements informatiques



Réf. **1500.82**

Support informatique inox pivotant et réglable en hauteur (câble antivol non inclus)



Réf. **1500.81**

Support informatique universel sécurisé pivotant et réglable en hauteur



Réf. **1103.54**

Bras informatique à hauteur variable par vérin à gaz avec plateau universel sécurisé



Réf. **1103.63**

Couvercle de protection



Réf. **1103.55**

Pivot court



Réf. **1500.80**

Mat Ø 30 mm



Réf. **1103.59**

Bras informatique HV avec support écran et support clavier antimicrobien



Réf. **1103.66**

Support écran et support clavier antimicrobien sur pivot court



Réf. **1103.56**

Bras informatique antimicrobien à hauteur fixe avec support VESA



Réf. **1104.14**

Clavier informatique médical sans Touch-Pad  
Réf. **1104.16**



Réf. **1103.53**

Bras informatique droit avec plateau universel sécurisé



Réf. **1600.27**

Tablette télescopique pour clavier informatique pour chariot à tiroirs



Réf. **1600.26**

Support client léger latéral



Réf. **1104.35**

Station de recharge 2 batteries



Réf. **1104.34**

Kit de 2 batteries lithium-ion



Réf. **1504.01**

Batterie universelle lithium fer phosphate 250 W/h intégrée au chariot




Réf. **1104.52**

Batterie universelle lithium fer phosphate 250 W/h avec accroche sur rail




Réf. **1104.32**

Panel PC médical avec batterie lithium intégrée, écran tactile 19"



Réf. **1104.51**

Support sécurisé avec clé pour batterie 1104.52



Réf. **1104.33**

Panel PC médical avec batterie lithium intégrée, écran tactile 22"