

Chariot d'urgence 600x400

Chariot d'urgence 600x400 - Réf. 1006.01 E02
équipé en standard de :

- Verrouillage centralisé de tous les tiroirs à scellé
- 5 tiroirs composite jointifs (format 600x400) équipé avec 1 porte-étiquette/tiroir dont 1 x 1 module (H.75mm) + 3 x 2 modules (H.150mm) + 1 x 3 modules (H.225mm)
- 1 guidon de manoeuvre réglable en hauteur
- 2 rails latéraux normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur :
+ 1 support porte obus d'oxygène
- Équipé avec : 1 tige porte-sérum - 1 support défibrillateur - 1 planche à massage cardiaque
- 4 roues pivotantes Ø 125mm dont 2 à freins

Description

- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 705 x 415 mm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS (flancs - fond - embase pare-chocs) et aluminium anodisé.
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS.
- 4 roues pivotantes en polyamide avec pare-fils, roulements à billes inox.


Références

CHARIOT D'URGENCE EOLIS® 600x400

Équipé	Réf. 1006.01 E02
Vide (10 modules pour tiroirs - sans verrouillage)	Réf. 1006.01

Caractéristiques

Dimensions hors tout en mm :



Conditions



Délai de départ usine
située en France :

5 jours

à réception de commande

Uniquement pour la Réf. **1006.01 E02**
Coloris disponible : Rouge



Chariot d'urgence Eolis® 600x400
équipé avec options - Réf. **1006.01 E02**

Coloris



Options et accessoires pour chariots d'urgence 600x400



Verrouillage à scellé
Eolis® 600x400 - Réf. **1600.25**
Lot de 100 scellés numérotés
Réf. **1100.47**



Tiroirs Eolis® 600x400 :
1 module - Réf. **1600.30**
2 modules - Réf. **1600.31**
3 modules - Réf. **1600.32**




Porte-étiquette pour poignée
de tiroir - Réf. **1103.46**
Lot de 25 étiquettes
Réf. **1101.10**




Bacs de subdivision
pour tiroir 1 module :
1/6 - Réf. **1100.81**
1/4 - Réf. **1100.85**
1/3 - Réf. **1103.89**



Bacs de subdivisions
pour tiroir 2 modules :
1/6 - Réf. **1100.83**
1/4 - Réf. **1100.87**
1/3 - Réf. **1103.91**




Kit de séparations 24 cases
pour tiroir 1 module
Réf. **1600.77**



Kit de séparations 8 cases
pour tiroir 2 modules
Réf. **1600.84**



Kit de séparations 3 cases
pour tiroir 3 modules
Réf. **1600.91**



Support pour aspirateur à
mucosités - Réf. **1103.88**



Support défibrillateur
Réf. **1103.99**



Tige porte-sérum
Réf. **1500.23**




Planche à massage cardiaque
avec support - Réf. **1600.25**
Porte obus O2 - Réf. **1100.42**



Support sondes :
1 case - Réf. **1101.94**
2 cases - Réf. **1101.92**
3 cases - Réf. **1101.93**



Support collecteur aiguilles
universel - Réf. **1101.97**



Supports sac à déchets
avec pince pour rail :
simple 20L - Réf. **1501.22**
simple 30L - Réf. **1501.23**



Rampes multiprises
(fixation sur rail) :
standard - Réf. **1101.50**
avec protection - Réf. **1100.43**



Galerie simple
pour plateau supérieur
Eolis® 600x400 - Réf. **1600.40**



Supplément pour :
4 roues double galets Ø125mm
dont 2 à freins - Réf. **1102.47**
1 roue directionnelle Ø125mm
Réf. **1100.77**

Nouveauté



**ÉQUIPEZ VOS CHARIOTS
D'URGENCE 600X400
AVEC DES TIROIRS
TÉLESCOPIQUES**


KIT DE CONVERSION




pour tiroirs 600x400 sur glissières
télescopiques - Réf. **1600.50**




TIROIRS COMPOSITE 600x400 SUR GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES



Tiroir 1 module sur glissières
télescopiques - Réf. **1600.51**



Tiroir 2 modules sur glissières
télescopiques - Réf. **1600.52**



Tiroir 3 modules sur glissières
télescopiques - Réf. **1600.53**

Chariot d'urgence COMPACT

Chariot d'urgence COMPACT - Réf. 1005.10 E01
équipé en standard de :

Verrouillage centralisé de tous les tiroirs à scellé

5 tiroirs télescopiques en acier epoxy (sortie totale 105%) - façades jointives dont 1 x 1 module (H.75mm) + 3 x 2 modules (H.150mm) + 1 x 3 modules (H.225mm), équipés d'un porte-étiquette par tiroir

1 guidon de manoeuvre réglable en hauteur

2 rails latéraux normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur :
+ 1 support porte obus d'oxygène

Équipé avec : 1 tige porte-sérum - 1 support défibrillateur - 1 planche à massage cardiaque

4 roues pivotantes Ø 125mm dont 2 à freins

Description

- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 705 x 415 mm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS (flancs - fond - embase pare-chocs) et aluminium anodisé.
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS.
- 4 roues pivotantes en polyamide avec pare-fils, roulements à billes inox.


Références

CHARIOT D'URGENCE EOLIS® COMPACT

Équipé	Réf. 1005.10 E01
Vide (10 modules pour tiroirs - sans verrouillage)	Réf. 1005.10

Caractéristiques

Dimensions hors tout en mm :



Chariot d'urgence Eolis® COMPACT
équipé avec options - Réf. **1005.10 E01**

Coloris




Options et accessoires pour chariots d'urgence COMPACT




Verrouillage à scellé Eolis® COMPACT - Réf. **1501.34**
Lot de 100 scellés numérotés
Réf. **1100.47**




Porte-étiquette pour poignée de tiroir - Réf. **1103.46**
Lot de 25 étiquettes
Réf. **1101.10**




Bacs de subdivisions pour tiroirs COMPACT :
1/6 (4 max) - Réf. **1100.81**
1/4 (3 max) - Réf. **1100.85**
1/6 (2 max) - Réf. **1103.89**




Kit de séparations 20 cases pour tiroir 1 module COMPACT
Réf. **1501.37**



Kit de séparations 8 cases pour tiroir 2 modules COMPACT
Réf. **1501.39**



Kit de séparations 8 cases pour tiroir 3 modules COMPACT
Réf. **1501.42**




Portique - 2 niveaux de fixation
a. Réf. **1500.11**

Rail pour portique 2 niveaux Chariot Eolis® COMPACT
b. Réf. **1500.12**

Support boîtes à becs pour portique 2 niveaux Chariot Eolis® COMPACT
c. Réf. **1500.20**



Tablette pour portique 2 niveaux Chariot Eolis® COMPACT
Réf. **1500.14**



Support pour aspirateur à mucosités - Réf. **1103.88**



Support défibrillateur
Réf. **1103.99**




Tige porte-sérum
Réf. **1500.23**



Planche à massage cardiaque avec support - Réf. **1600.25**
Porte obus O2 - Réf. **1100.42**



Support collecteur aiguilles universel - Réf. **1101.97**



Supports sac à déchets avec pince pour rail :
simple 20L - Réf. **1501.22**
simple 30L - Réf. **1501.23**



Support sondes :
1 case - Réf. **1101.94**
2 cases - Réf. **1101.92**
3 cases - Réf. **1101.93**



Rampes multiprises (fixation sur rail) :
standard - Réf. **1101.50**
avec protection - Réf. **1100.43**



Supplément pour :
4 roues double galets Ø125mm dont 2 à freins - Réf. **1102.47**
1 roue directionnelle Ø125mm
Réf. **1100.77**



ÉQUIPEZ VOS CHARIOTS D'URGENCE COMPACT AVEC DES TIROIRS TÉLESCOPIQUES


KIT DE CONVERSION




pour tiroirs COMPACT sur glissières télescopiques - Réf. **1501.30**




TIROIRS EN ACIER EPOXY COMPACT SUR GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES



Tiroir 1 module sur glissières télescopiques - Réf. **1501.31**



Tiroir 2 modules sur glissières télescopiques - Réf. **1501.32**



Tiroir 3 modules sur glissières télescopiques - Réf. **1501.33**