

# Guéridons de soins 600x400

Chariot léger, robuste et silencieux adapté aux soins quotidiens. Surfaces lisses permettant un nettoyage rapide et optimal. Plateaux résistants à tous les désinfectants couramment utilisés en milieu hospitalier. Guéridon au format 600x400, compatible avec l'ensemble de nos autres produits de la gamme Eolis® 600x400 (chariots, plans de travail, rayonnages, chariots de circulation...).

## Description

- Plateaux à bords relevés ou à bords tombés en matière composite ABS/PMMA
- Plateaux aux dimensions 700mm x 450mm
- Pieds en profilé aluminium revêtu Epoxy de section 35x35mm
- Bords relevés sur les plateaux de hauteur 20mm sur 3 côtés et 10mm en face avant
- 4 roulettes en matière composite avec pare-fils de Ø100mm, roulement à billes zingués
- 4 galets pare-chocs

## Coloris



Prune



Vert



Safran



Corail



Lilas



Bleu



Rouge



Gris

## Références


GUÉRIDONS DE SOINS EOLIS® 600X400	2 plateaux	3 plateaux
Plateaux à bords relevés - Sans tiroirs	Réf. 1003.01	Réf. 1003.02
Plateaux à bords tombés - Sans tiroirs	Réf. 1003.03	Réf. 1003.04

## Caractéristiques

### Poids à vide :

- 17.9kg (2 plateaux)
- 22.7kg (3 plateaux)

**Dimensions  
hors tout en mm  
(sans équipements) :**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords relevés - Réf. **1003.01**



Guéridon 600x400 3 plateaux bords relevés - Réf. **1003.02**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords tombés - Réf. **1003.03**



Guéridon 600x400 3 plateaux bords tombés - Réf. **1003.04**

# Exemples de guéridons de soins 600x400 équipés



Guéridon 600x400 2 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.01**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.01**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.03**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.03**



Guéridon 600x400 3 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.02**



Guéridon 600x400 2 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.01**



Guéridon 600x400 3 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.04**

**Nouveauté**



**COMPOSEZ VOTRE  
GUÉRIDON DE SOINS 600x400  
PAGES 21 - 24**

# Composez votre guéridon de soins 600x400

## 1 GUÉRIDON DE BASE 600x400



Guéridon 2 plateaux - Bords relevés  
Réf. **1003.01**



Guéridon 3 plateaux - Bords relevés  
Réf. **1003.02**



Guéridon 2 plateaux - Bords tombés  
Réf. **1003.03**



Guéridon 3 plateaux - Bords tombés  
Réf. **1003.04**

### Coloris au choix



## 2 TIROIRS 600x400 avec paire de glissières



Tiroir 1 module - Réf. **1300.20**  
600 x 400 x 73 mm ext.  
560 x 360 x 63 mm int.



Tiroir 2 modules - Réf. **1300.21**  
600 x 400 x 149 mm ext.  
560 x 360 x 139 mm int.



Tiroir 3 modules - Réf. **1300.22**  
600 x 400 x 226 mm ext.  
560 x 360 x 216 mm int.



Tiroir 1 module sécurisé à clé - Réf. **1300.29**  
600 x 400 x 73 mm ext. | 560 x 360 x 63 mm int.  
Installation sous le plateau supérieur uniquement



Tiroir 2 modules sécurisé à clé - Réf. **1300.30**  
600 x 400 x 149 mm ext. | 560 x 360 x 139 mm int.  
Installation sous le plateau supérieur uniquement




Tiroir 3 modules sécurisé à clé - Réf. **1300.31**  
600 x 400 x 226 mm ext. | 560 x 360 x 216 mm int.  
Installation sous le plateau supérieur uniquement

## TIROIRS SÉCURISÉS 600x400 avec paire de glissières


► LE CONSEIL VILLARD MÉDICAL : Guéridon 2 plateaux - Prendre 4 modules maximum de tiroirs | Guéridon 3 plateaux - Prendre 2 modules maximum de tiroirs

## 3 BACS DE SUBDIVISIONS & KITS DE SÉPARATIONS pour tiroirs 600x400


Hauteur 1 module



Bac 1 module 1/6 - Réf. **1100.81**  
Séparation 1/6 - Réf. **1100.89**




Bac 1 module 1/4 - Réf. **1100.85**  
Séparation 1/4 - Réf. **1100.91**




Bac 1 module 1/3 - Réf. **1103.89**  
Séparation 1/3 - Réf. **1103.93**


Hauteur 2 modules



Bac 2 modules 1/6 - Réf. **1100.83**  
Séparation 1/6 - Réf. **1100.90**




Bac 2 modules 1/4 - Réf. **1100.87**  
Séparation 1/4 - Réf. **1100.92**




Bac 2 modules 1/3 - Réf. **1103.91**  
Séparation 1/3 - Réf. **1103.94**


► Exemples de tiroirs équipés de bacs de subdivisions avec séparations




Tiroir Réf. **1300.20** avec bacs format  
1/6 Réf. **1100.81** et séparations



Tiroir Réf. **1300.20** avec bacs format  
1/4 Réf. **1100.85** et séparations



Tiroir Réf. **1300.20** avec bacs format  
1/3 Réf. **1103.89** et séparations



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 1 module

Kit 2 cases	<b>1600.70</b>	Kit 8 cases	<b>1600.74</b>
Kit 3 cases	<b>1600.71</b>	Kit 12 cases	<b>1600.75</b>
Kit 4 cases	<b>1600.72</b>	Kit 18 cases	<b>1600.76</b>
Kit 6 cases	<b>1600.73</b>	Kit 24 cases	<b>1600.77</b>



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 2 modules

Kit 2 cases	<b>1600.80</b>	Kit 8 cases	<b>1600.84</b>
Kit 3 cases	<b>1600.81</b>	Kit 12 cases	<b>1600.85</b>
Kit 4 cases	<b>1600.82</b>	Kit 18 cases	<b>1600.86</b>
Kit 6 cases	<b>1600.83</b>	Kit 24 cases	<b>1600.87</b>



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 3 modules

Kit 2 cases	<b>1600.90</b>	Kit 8 cases	<b>1600.94</b>
Kit 3 cases	<b>1600.91</b>	Kit 12 cases	<b>1600.95</b>
Kit 4 cases	<b>1600.92</b>	Kit 18 cases	<b>1600.96</b>
Kit 6 cases	<b>1600.93</b>	Kit 24 cases	<b>1600.97</b>

# Composez votre guéridon de soins 600x400

## ACCESSOIRES POUR GUÉRIDON 600x400

4




Guidon de manoeuvre  
Réf. **1300.01**




Rail latéral  
Réf. **1300.02**



Tablette latérale abattable - Réf. **1300.03**  
Dimensions hors tout : L. 38cm - P. 42.5cm




Galerie supérieure 3 côtés  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.04**



Galerie supérieure 3 côtés avec porte flacons  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.05**



Galerie inférieure 3 côtés  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.06**



Tige porte sérum au choix :  
(+ prévoir étau de fixation Ø35mm)

- 2 crochets plastique - Réf. **317.01**
- 4 crochets plastique - Réf. **317.02**
- 2 crochets inox recourbés - Réf. **317.03**
- 4 crochets inox recourbés - Réf. **317.04**
- 2 crochets inox ouverts - Réf. **317.05**
- 4 crochets inox ouverts - Réf. **317.06**



Étau de fixation Ø35mm pour tige porte sérum - Réf. **392.92**



Support sac fil inox 10/20L - Réf. **392.84**  
Support sac fil inox 20/30L - Réf. **390.79**





Support collecteur aiguille  
Réf. **390.72**



Support boîte à gants simple - Réf. **1100.74**  
Support boîte à gants triple - Réf. **1501.35**



Support SHA guéridon étau Ø35mm - Réf. **1300.19**  
Support SHA portique étau Ø25mm - Réf. **1101.01**



Bac latéral plastique 1/6 1 module - Réf. **1500.32**  
Bac latéral plastique 1/6 2 modules - Réf. **1500.33**  
Bac latéral plastique 1/4 1 module - Réf. **1500.34**  
Bac latéral plastique 1/4 2 modules - Réf. **1500.35**



Panier fil 40x10x10cm - Réf. **494.21**  
Panier fil 40x20x15cm - Réf. **494.23**




Portique  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.10**




Rail de portique  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.11**




Tablette de portique  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.12**



Tablette de portique avec crochets  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.13**




Boîtes basculantes pour portique  
Rangées de 6 boîtes - Réf. **1500.16**  
Rangées de 5 boîtes - Réf. **1500.17**  
Rangées de 4 boîtes - Réf. **1500.18**  
Rangées de 3 boîtes - Réf. **1500.19**  
+ prévoir rail de portique - Réf. **1300.11**



Support boîtes à bec pour portique  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.14**



Plateau informatique inox avec étaux de fixation - Réf. **494.27**  
+ prévoir câble antivol à code pour ordinateur portable - Réf. **338.78**




Plateau informatique sécurisé avec étaux de fixation - Réf. **494.29**



Tablette télescopique pour clavier en façade  
Guéridon 600x400 - Réf. **1300.27**



- Remplacement 2 roues Ø100mm par 2 roues à frein Ø100mm - Réf. **1300.40**
- Remplacement 4 roues Ø100mm par 4 roues Ø125mm - Réf. **1300.41**
- Remplacement 2 roues Ø125mm par 2 roues à frein Ø125mm - Réf. **1300.42**
- Remplacement 4 roues Ø100mm par 4 roues Ø100mm antistatiques - Réf. **1300.44**
- Remplacement 2 roues antistatiques Ø100mm par 2 roues antistatiques Ø100mm à frein - Réf. **1300.45**



Paire de glissières supplémentaire  
Réf. **1300.26**



Montant Ø30mm pour bras informatique  
Réf. **1300.32**  
+ prévoir alourdisseur - Réf. **1300.33**



Bras informatique droit avec plateau universel sécurisé - Réf. **1103.53**  
+ prévoir montant Ø30mm pour bras informatique - Réf. **1300.32**



Pivot court pour rail de portique  
Fixe - Réf. **1103.67**  
+ prévoir portique - Réf. **1300.10**  
+ prévoir rail de portique - Réf. **1300.11**  
+ prévoir alourdisseur - Réf. **1300.33**



Porte document format A4  
Réf. **1101.96**  
+ prévoir rail latéral - Réf. **1300.02**

# Guéridons de soins COMPACT

Chariot léger, robuste et silencieux adapté aux soins quotidiens. Surfaces lisses permettant un nettoyage rapide et optimal. Plateaux résistants à tous les désinfectants couramment utilisés en milieu hospitalier. Guéridon au format COMPACT, compatible avec l'ensemble de nos autres produits de la gamme Eolis® COMPACT (chariots, armoires de stockage et de transfert, ...).

## Description

- Plateaux à bords relevés ou à bords tombés en matière composite ABS/PMMA
- Plateaux aux dimensions 540mm x 450mm
- Pieds en profilé aluminium revêtu Epoxy de section 35x35mm
- Bords relevés sur les plateaux de hauteur 20mm sur 3 côtés et 10mm en face avant
- 4 roulettes en matière composite avec pare-fils de Ø100mm, roulement à billes zingués
- 4 galets pare-chocs

## Coloris



## Références


GUÉRIDONS DE SOINS EOLIS® COMPACT	2 plateaux	3 plateaux
Plateaux à bords relevés - Sans tiroirs	Réf. 1003.05	Réf. 1003.06
Plateaux à bords tombés - Sans tiroirs	Réf. 1003.07	Réf. 1003.08

## Caractéristiques

### Poids à vide :

- 15.5kg (2 plateaux)
- 19kg (3 plateaux)

**Dimensions hors tout en mm (sans équipements) :**



Guéridon COMPACT 2 plateaux  
Bords relevés - Réf. **1003.05**



Guéridon COMPACT 3 plateaux  
Bords relevés - Réf. **1003.06**



Guéridon COMPACT 2 plateaux  
Bords tombés - Réf. **1003.07**



Guéridon COMPACT 3 plateaux  
Bords tombés - Réf. **1003.08**

# Exemples de guéridons de soins COMPACT équipés



Guéridon COMPACT 2 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.05**



Guéridon COMPACT 3 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.06**



Guéridon COMPACT 2 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.07**



Guéridon COMPACT 3 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.08**



Guéridon COMPACT 2 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.05** **Nouveauté**  
 ► Support écran VESA à hauteur variable pour guéridons Eolis® (prévoir alourdisseur) - Réf. **1300.35**



Guéridon COMPACT 3 plateaux bords relevés équipé avec options - Réf. **1003.06**



Guéridon COMPACT 3 plateaux bords tombés équipé avec options - Réf. **1003.08**

**Nouveauté**



**COMPOSEZ VOTRE  
 GUÉRIDON DE SOINS COMPACT  
 PAGES 25 - 28**

# Composez votre guéridon de soins COMPACT

## 1 GUÉRIDON DE BASE COMPACT



Guéridon 2 plateaux - Bords relevés  
Réf. **1003.05**



Guéridon 3 plateaux - Bords relevés  
Réf. **1003.06**



Guéridon 2 plateaux - Bords tombés  
Réf. **1003.07**



Guéridon 3 plateaux - Bords tombés  
Réf. **1003.08**

### Coloris au choix



## 2 TIROIRS COMPACT avec paire de glissières



Tiroir 1 module - Réf. **1300.23**  
344 x 437 x 50 mm ext.  
290 x 393 x 45 mm int.



Tiroir 2 modules - Réf. **1300.24**  
344 x 437 x 110 mm ext.  
290 x 390 x 105 mm int.



Tiroir 3 modules - Réf. **1300.25**  
344 x 437 x 170 mm ext.  
290 x 390 x 165 mm int.




### ► LE CONSEIL VILLARD MÉDICAL


Pour composer votre guéridon de soins avec des tiroirs COMPACT, nous vous conseillons les aménagements suivants afin de conserver un espace de stockage suffisant entre chaque plateaux :

- Guéridon 2 plateaux - 4 modules maximum de tiroirs
- Guéridon 3 plateaux - 2 modules maximum de tiroirs


## 3 KITS DE SÉPARATIONS pour tiroirs COMPACT



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 1 module  
Kit 20 cases **1500.59**



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 2 modules  
Kit 20 cases **1500.60**  
Kit 8 cases **1500.64**  
Kit 6 cases **1500.63**



KIT DE SÉPARATION pour tiroir 3 modules  
Kit 12 cases **1500.61**  
Kit 8 cases **1500.69**  
Kit 6 cases **1500.68**

# Composez votre guéridon de soins COMPACT

## ACCESSOIRES POUR GUÉRIDON COMPACT

4




Guidon de manoeuvre  
Réf. **1300.01**



Rail latéral  
Réf. **1300.02**



Tablette latérale abattable - Réf. **1300.03**  
Dimensions hors tout : L. 38cm - P. 42.5cm




Galerie supérieure 3 côtés  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.07**



Galerie supérieure 3 côtés avec porte flacons  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.08**



Galerie inférieure 3 côtés  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.09**



Tige porte sérum au choix :  
(+ prévoir étau de fixation Ø35mm)

- 2 crochets plastique - Réf. **317.01**
- 4 crochets plastique - Réf. **317.02**
- 2 crochets inox recourbés - Réf. **317.03**
- 4 crochets inox recourbés - Réf. **317.04**
- 2 crochets inox ouverts - Réf. **317.05**
- 4 crochets inox ouverts - Réf. **317.06**



Étau de fixation Ø35mm pour tige porte sérum - Réf. **392.92**



Support sac fil inox 10/20L - Réf. **392.84**  
Support sac fil inox 20/30L - Réf. **390.79**



Support collecteur aiguille  
Réf. **390.72**



Support boîte à gants simple - Réf. **1100.74**  
Support boîte à gants triple - Réf. **1501.35**



Support SHA guéridon étau Ø35mm - Réf. **1300.19**  
Support SHA portique étau Ø25mm - Réf. **1101.01**



Bac latéral plastique 1/6 1 module - Réf. **1500.32**  
Bac latéral plastique 1/6 2 modules - Réf. **1500.33**  
Bac latéral plastique 1/4 1 module - Réf. **1500.34**  
Bac latéral plastique 1/4 2 modules - Réf. **1500.35**



Panier fil 40x10x10cm - Réf. **494.21**  
Panier fil 40x20x15cm - Réf. **494.23**



Portique  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.10**



Rail de portique  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.15**



Tablette de portique  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.16**



Tablette de portique avec crochets  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.17**



Boîtes basculantes pour portique  
Rangées de 6 boîtes - Réf. **1500.16**  
Rangées de 5 boîtes - Réf. **1500.17**  
Rangées de 4 boîtes - Réf. **1500.18**  
Rangées de 3 boîtes - Réf. **1500.19**  
+ prévoir rail de portique - Réf. **1300.15**



Support boîtes à bec pour portique  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.18**



Plateau informatique inox avec étaux de fixation - Réf. **494.27**  
+ prévoir câble antivol à code pour ordinateur portable - Réf. **338.78**



Plateau informatique sécurisé avec étaux de fixation - Réf. **494.29**



Tablette télescopique pour clavier en façade  
Guéridon COMPACT - Réf. **1300.28**




- Remplacement 2 roues Ø100mm par 2 roues à frein Ø100mm - Réf. **1300.40**
- Remplacement 4 roues Ø100mm par 4 roues Ø125mm - Réf. **1300.41**
- Remplacement 2 roues Ø125mm par 2 roues à frein Ø125mm - Réf. **1300.42**
- Remplacement 4 roues Ø100mm par 4 roues Ø100mm antistatiques - Réf. **1300.44**
- Remplacement 2 roues antistatiques Ø100mm par 2 roues antistatiques Ø100mm à frein - Réf. **1300.45**



Paire de glissières supplémentaire  
Réf. **1300.26**




Montant Ø30mm pour bras informatique  
Réf. **1300.32**  
+ prévoir alourdisseur - Réf. **1300.34**



Bras informatique droit avec plateau universel sécurisé - Réf. **1103.53**  
+ prévoir montant Ø30mm pour bras informatique - Réf. **1300.32**



Pivot court pour rail de portique  
Fixe - Réf. **1103.67**  
+ prévoir portique - Réf. **1300.10**  
+ prévoir rail de portique - Réf. **1300.11**  
+ prévoir alourdisseur - Réf. **1300.34**



Porte document format A4  
Réf. **1101.96**  
+ prévoir rail latéral - Réf. **1300.02**