

GAMME EURO 9200

apave
NF EN 60601.2.52



GARANTIE
5 ANS

* Moteurs & mécanique



GAMME ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE, AVEC PIÉTEMENT ROND CONTEMPORAIN, ET ROUES ESCAMOTABLES ÉLECTRIQUEMENT.

Hauteur variable électrique de 33 à 83 cm.
Relève-buste électrique.
Relève-jambes manuel à crémaillères, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 9202).
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Télécommande verrouillable.
Châssis sur pieds ronds et roues escamotables électriques.
Freinage centralisé électrique.
Revêtement époxy Beige (RAL 1015) - autre couleur sur demande.
2 supports pour potence ou porte-sérum.
Livré sur kit de transport.




EURO 9202 RAL 1035 PANNEAUX BOISERIE | ROMANA

GAMME EURO 9200 – PLANS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



REF	Désignation	Nbre
1	Châssis	1
2	Croisillon ext	1
3	Croisillon int	1
4	Sommier jambes	1
5	Relève cuisses	1
6	Relève pieds	1

REF	Désignation	Nbre
7	Sommier tête	1
8	Relève buste	1
9	Crémaillère	2
10	Moteur HV	1
11	Moteur RB	1
12	Moteur RJ	1