

ACTIVITY



Table d'activité avec réglage en hauteur assisté par ressort gaz, et à plateau inclinable. Piètement en V époxy couleur, 4 roues à frein.



Table d'activité ronde avec réglage en hauteur assisté par ressort gaz, 5 roues à frein.







ACTIVITY







ACTIVITY

Table d'activité avec réglage en hauteur (assisté par ressort gaz).
Plateau inclinable par crémaillère (6 positions).
Piètement en « V ».
4 roulettes à frein.
Baguette de rétention.
Plateau en médium M1, 2 coloris.

					
78/101	87,5	67	46	88 X 69 X 40	18,5

ACTIVITY RONDE

Table d'activité ronde avec réglage en hauteur (assisté par ressort gaz).
Pied 5 branches polyamide.
5 roulettes à frein.
Plateau en médium M1, 2 coloris.

			
78/101	70	∅ 100	20,5

(dimensions en cm, poids en kg)