

TABLES DOUBLE PLATEAU



GARANTIE
2 ANS

* Contre tout vice de fabrication



Kalisto Ultime à vérin gaz



Hêtre


Plateau Hêtre / Pied Bronze

Kalisto Ultime

KALISTO ULTIME

Table réglable en hauteur par ressort gaz (**Kalisto Ultime à vérin gaz**). Grand plateau inclinable manuellement, petit plateau fixe. Chevet intégré à 2 étagères. Piètement cintré, 6 roues dont 2 à freins.

Existe également à hauteur variable électrique pilotée par boutons ou smartphone, avec prises USB pour recharger vos appareils (**Kalisto Ultime**).



78/108

45

110

66

75 x 45

35 x 45

15

Tubes
Epoxy couleur



Avec vérin

Plateau Romana / Pied Bronze

STANDARD



Hêtre du Tyrol



Poirier d'Alsace

EN OPTION




Gris Céramique



Romana

KALISTO

Double plateau réglable en hauteur par vérin (assistance à la montée, mécanisme sur roulettes). Grand plateau thermoformé inclinable par crémaillère. Piètement cintré. 2 roulettes à freins. Galerie de rétention sur petit plateau. Existe en châssis ultra-bas : 8 cm. Colonne de réglage à droite ou à gauche*. Livrée montée, prête à l'emploi.



78/101

45

97

70

60 x 45

25 X 45

15

18

Tubes
Epoxy couleur

TABLES DOUBLE PLATEAU



GARANTIE
2 ANS

* Contre tout vice de fabrication



Avec vérin

STANDARD

- Blanc
- Hêtre du Tyrol
- Poirier d'Alsace

EN OPTION

- Gris Céramique
- Romana

Plateau Gris céramique / Pied Blanc

AC 805

Double plateau réglable en hauteur par vérin (assistance à la montée).
Grand plateau inclinable par crémaillère. Piètement en «U».
2 roulettes à freins / Galerie de rétention sur le petit plateau.
Baguette de rétention / Colonne de réglage à droite ou à gauche*. Livrée montée, prête à l'emploi.
Existe : • en châssis ultra-bas 8 cm • en plateau fixe

76/99	45	95	67	60 x 45	25 X 45	15	19		Epoxy couleur



STANDARD

- Gris
- Hêtre du Tyrol
- Poirier d'Alsace

EN OPTION

- Gris Céramique
- Romana

Plateau Hêtre / Pied noir

LANCELOT

Double plateau réglable en hauteur manuellement et coulissement latéral.
Piètement centré.
Grand plateau inclinable.
Baguette de rétention.
Option : 2 roulettes à frein - galerie de rétention

76/113	43	70	56	60 x 40	15 x 40	15	10.7		Epoxy couleur



STANDARD

- Gris
- Hêtre du Tyrol
- Poirier d'Alsace

EN OPTION

- Gris Céramique
- Romana

AC 305

Double plateau réglable en hauteur manuellement et coulissement latéral.
Grand plateau inclinable. Piètement en «U».
Baguette de rétention.
Option : 2 roulettes à frein - galerie de rétention

74.5/113	40	78.5	61	60 x 40	15 x 40	15	11		Epoxy couleur