



Invacare® | **Action^{®3} Junior[®]**

Jouw avontuur, jouw manier
Ton aventure, ta façon

Trusted Solutions,
Passionate People



Een lichte, opvouwbare en handbewogen rolstoel die speciaal ontworpen is voor kinderen. De **Action³ Junior** is in staat om mee te groeien met het kind en voor de benodigde klinische ondersteuning te zorgen. / *Un fauteuil ultra-léger, manuel et pliable, spécialement conçu pour des enfants. L'**Action³ Junior** peut évoluer ensemble avec votre enfant et offre les soins infirmiers nécessaires.*



Telescopisch kruisframe / *Croisillon télescopique*

De verstelbaarheid van de **Action³ Junior** laat deze toe om mee te groeien met uw kind. Zo is de rolstoel uitgerust met een instelbare zitbreedte en zitdiepte.

*L'ajustabilité de l'**Action³ Junior** lui permet d'évoluer ensemble avec votre enfant. Ceci se fait à l'aide de la profondeur et de la largeur d'assise ajustables.*



Maak je stoel uniek / *Personnalise ton fauteuil*

De rolstoel werd speciaal ontworpen om aan de eisen van ieder kind tegemoet te komen en om hun eigen stijl te creëren. Er kan gekozen worden uit 3 moderne spaakbeschermers en talrijke accessoires zijn beschikbaar.

La chaise a été spécialement conçue afin de répondre à toutes les demandes de chaque enfant, afin de créer son propre style. On peut choisir parmi 3 protège-rayons modernes et une large gamme d'options est disponible.



Instelbare zithoogte / *Hauteur d'assise réglable*

Om de hoogte te veranderen, kan het achterwiel op 20 verschillende posities gemonteerd worden.

Afin de changer la hauteur, la roue arrière peut être montée à 20 positions différentes.



Spaakbeschermers / Protège-rayons


3 Moderne spaakbeschermers en 6 framekleuren.
3 Protège-rayons modernes et 6 coloris du châssis.



Armsteunen / Repose-bras

Afneembaar en
hoogteverstelbaar / Amovibles
et réglables en hauteur

- ① Armsteunen / repose-bras
- ② junior armsteunen
- ③ kledijbeschermers /
protège-vêtements
- ④ spatborden / garde-boues.



Zitkussen / Coussin d'assise

Een 50 mm foamkussen
verkrijgbaar. / Coussin en
mousse avec épaisseur
de 50 mm est disponible.



Beensteunen / Repose-jambes

- ① Beensteun / repose-jambes 90°,
- ② Beensteun / repose-jambes 80°,
- ③ Comfort beensteun met
verstelbare hoek / Repose-jambes
de confort avec angle ajustable
0°-80°.



Ergonomische duwhandvaten / Poignées de poussée ergonomiques

Compatibel met alle types rolstoelen.
De regelbare hoofdsteun kan ook
als rugbeugel gebruikt worden. /
Compatibles avec chaque type de
fauteuil. L'appui-tête réglable peut aussi
être utilisé comme support de dossier.



Voorwielen / Roues avant

3 types voorwielen / de roues avant:
① 5" x 1" met lichtje / à pneus lumineux,
② 5" x 1 3/4" massief / à pneus pleins,
③ 5" x 1" massief / à pneus pleins.



Aanspanbare bekleding / Revêtement ajustable

De rugbekleding kan aangepast
worden met behulp van velcro.
La tension du revêtement du dossier
est réglable par velcro.



Dienblad / Tablette

Naast het standaard dienblad, ook een
wegzwenkbaar dienblad beschikbaar. /
En addition de la tablette standard, une
tablette escamotable est disponible.



Abductie beensteunpositie / Position d'abduction repose-jambes

Een 30° abductiepositie
is mogelijk met 80°
beensteunen. / Les repose-
jambes de 80° permettent
une abduction de 30°.



Transitversie / Version transit

Zithoogte 460 mm
en 12" plastic achter-
wielen. / Hauteur
d'assise 460 mm
et roues arrière en
plastic de 12".



Enkelbanden / Appui- chevilles

Verkrijgbaar in 3 maten. Helpen
voeten te positioneren en te
ondersteunen. / Disponibles en
3 tailles. Aide à positionner les
pieds et soutiennent les enfants
atteints des spasmes.



Stabilisatiekit voorzijde / Kit de stabilisation avant

Om de stabiliteit te
vergroten bij actieve
kinderen. / Pour
améliorer la stabilité
des enfants actifs.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Voor meer informatie, kunt u steeds onze website raadplegen.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web.

Evolutive	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm
Standard	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm
Evolutive	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm
Standard	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm
Evolutive	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg	
Standard	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg	

1. Transit versie / Version transit




Framekleuren / Coloris du châssis

Pearl White



Matt Black



Matt Red



Intense Yellow



Polar Blue



Candy Pink



Bekleding / Revêtement

Black Nylon

