



reddot award 2014
winner

Invacare® | **Colibri®**

Une balade colorée sans effort,
en toute sécurité



Le micro scooter *Invacare Colibri* est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.

Grâce à l'inédit système breveté *Invacare LiteLock™*, le *Colibri* est démontable facilement sans outils et se range parfaitement dans le coffre d'une voiture. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité dans les espaces étroits.

De plus, Il est personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris tendances.

Options et caractéristiques



Démontage facile

Moins d'une minute est le temps nécessaire pour démonter le *Colibri* pour le transport.



Grandes roues et grandes batteries

Améliore l'autonomie et le franchissement du scooter. Disponible en option.



Plus de confort

L'assise rembourrée assure à l'utilisateur une conduite relaxante tout en douceur. Elle est également pivotante sur 360°.



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Franchissement	Pente max sécurité	Puissance moteurs
<i>Invacare Colibri</i>	 465 mm	 400 mm	 370 - 420 mm	 385 mm	 505 mm	 45 mm	 6° / 10,5%	 200 W
	Autonomie	Vitesse	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids max utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	
<i>Invacare Colibri</i>	 Jusqu'à 16 km	 8 km/h	 1010 mm	 44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	 136 kg	 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	 2200 mm	
4 roues	Jusqu'à 16 km	8 km/h	1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	
3 roues	Jusqu'à 16 km	8 km/h	1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm	

Coloris



Système de démontage breveté LiteLock™

