





KompasTM








SUPER LÉGER | COMPACT | CONVENABLE



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

							
	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	SeHauteur d'assise ▼	Dimensions de pliage ▼	Largeur hors-tout ▼	Longueur hors-tout ▼	Hauteur hors-tout ▼
Kompas	460mm	420mm	520mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm

							
	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼	Batteries ▼	Poids des batteries ▼	Moteurs ▼	Rayon de giration ▼	Garde au sol ▼
Kompas	20.9kg batteries non compris	115kg	24 volt/11.4ah batteries lithium-ion	2.1kg	DC24V,70 watt	825mm	30mm

					
	Pente max. de stabilité ▼	Autonomie ▼	Vitesse ▼	Diamètre du pneu ▼	Taille des roulettes ▼
Kompas	6°	11 km	6.4 km/h	8" pneumatique	7" PU

Coloris des carénages ▼



Noir et Gris

Revêtement ▼



Noir

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 Belgique



Yes, you can.®



Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.
 Kompas - BE - 11/2020