

STANFORD



Le design a petit prix

POINTS FORTS

- Une hauteur et largeur d'assise facilitant « l'accès » des personnes de petite ou moyenne taille.
- Compatible avec l'option batterie pour un fonctionnement sans fil « apparent »
- Existe en version 2 moteurs :
1 moteur pour le repose pieds et la fonction releveur et un moteur pour l'inclinaison du dossier. Vous pouvez ainsi faire varier l'inclinaison du dossier indépendamment du repose jambes, pour une combinaison infinie de positions, jusqu'à **VOTRE POSITION CONFORT favorite !**

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm



1 moteur **635€**
2 moteurs **795€**

MICROFIBRE R (explications page 6)



Gris nuage
RÉF. 103-17
(1 MOTEUR)
RÉF. 104-17
(2 MOTEURS)




Beige
RÉF. 103-25
(1 MOTEUR)
RÉF. 104-25
(2 MOTEURS)



Gris foncé
RÉF. 103-15
(1 MOTEUR)
RÉF. 104-15
(2 MOTEURS)


POSITIONS




Releveur




Assis



Télé
(2 moteurs)



Relax



Repos

TAILLE



<1.80m
120kg
max

**GARANTIE
SILVER**

(explications p2)

