

ottobock.



# A200

Élégant et démontable

**Rendre visite à des amis, aller se promener en ville, entrer et sortir facilement d'un ascenseur... Le fauteuil roulant électrique A200 vous simplifie la vie.**

Grâce à sa forme compacte et à sa base étroite, ce fauteuil roulant pratique se prête bien aux déplacements à l'intérieur et à l'extérieur. Les diverses options permettent de bien adapter le fauteuil aux besoins de chacun. Les repose-jambes sont amovibles. L'A200 est démontable et ne pèse que 66 kg. Son transport dans une voiture - même petite - n'est donc pas un problème.

Quality for life

# A200

## Compact et léger

### ► Caractéristiques

- Fauteuil d'intérieur et d'extérieur démontable, avec dossier réglable et repose-jambes amovible.
- Compact

### ► Champ d'application

- Personnes qui ne peuvent pas déplacer leur fauteuil roulant elles-mêmes
- Pour se déplacer à la maison et à l'extérieur

### ► Modèle standard

- Électronique VR2 P&G
- 6 km/h
- Batteries gel C20 31 Ah
- Chargeur de batterie
- Roues pivotantes 8" massives
- Dossier réglable
- Coussin d'assise
- Côtés avec accoudoirs
- Repose-jambes
- Couleur du châssis : gris métallisé

### ► Options

- Module d'assise Contour
- Éclairage
- Repose-pieds monobloc
- Monte-trottoir



• Châssis latéral



• Batteries amovibles

Données techniques	
Vitesse	6 km/h
Autonomie	env. 20 km
Charge maximale	100 kg
Poids à vide	66 kg
Angle d'inclinaison	15°
Largeur totale	57 cm
Longueur totale	sans repose-jambes 77 cm
Longueur totale	avec repose-jambes 100 cm
Rayon de giration	70 cm
Hauteur d'assise (assise)	43 - 48 cm
Largeur d'assise	38 - 42 cm ou 43 - 48 cm
Profondeur d'assise	38 - 46 cm ou 42 - 50 cm

Données techniques	
Angle d'assise	0°/ 3°/ 6°
Hauteur des accoudoirs	24 - 36 cm
Hauteur de dossier	45 cm / 55 cm
Angle de dossier	-9°/ 1°/ 11°/ 21° ou 0°/ 10°/ 20°/ 30°
Longueur de tibia	25 - 44 cm (54 avec assise Contour)