

# M5 Corpus<sup>®</sup>

Osez la mobilité.



permobil



# M5 Corpus<sup>®</sup>

## Osez l'aventure

Osez l'aventure avec le M5 Corpus. Il est le fauteuil idéal si vous recherchez vitesse, puissance et plus de lift. Il vous offrira en plus une haute qualité de confort, de stabilité et de traction. Doté de phares LED puissants et d'une importante autonomie de batterie pour une plus longue distance parcourue, le nouveau M5 Corpus s'adaptera à vos différentes situations de conduite.

### Fonction *Active Reach*

Inclinaison de l'assise vers l'avant jusqu'à 20° pour améliorer la portée fonctionnelle. Aide aux transferts et facilite les activités quotidiennes.

### Fonction *Active Height*

Vitesse maximale de 5 km/h avec lift en position haute pour faciliter l'accès à votre environnement. Combinaison possible avec la fonction *Active Reach*.

### Système d'assise *Corpus*

Les coussins *Corpus* sont dotés d'une mousse double densité sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin *Stretch-Air™* avec tissu respirant et lavable.

Ils vous apporteront ainsi plus de confort grâce à une meilleure immersion (cuvette ischiatique) et stabilité latérale.

### Plus de contrôle

Suspension *Agile* sur chacune des 6 roues pour offrir plus de confort de conduite, de traction et de stabilité.

### Plus d'autonomie

La nouvelle batterie *Permobil* augmente la distance de conduite jusqu'à 25 %\*. Le nouveau chargeur *Permobil VoltPro* optimise le temps de charge et augmente la durée de vie de la batterie.

\* L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.





# Plus d'aventure

## PLUS DE CONFORT

Dossier en mousse double densité et nouvelle cuvette ischiatique augmentant l'immersion dans le coussin.

## PLUS DE SOUTIEN

Nouvelle gamme d'accessoires de positionnement BodiLink®.

## PLUS DE STYLE

Nouvelle esthétique et possibilités de personnalisation (en option mix couleurs).

## PLUS DE VISIBILITÉ

Phares LED à l'avant et à l'arrière deux fois plus puissants.

## PLUS DE LIBERTÉ

Nombreuses positions de conduite possibles avec une meilleure stabilité.

## PLUS DE CHARGEMENT

Porte-bagages pour les objets essentiels (option).





## Caractéristiques techniques du M5 Corpus®

Vitesse maximale	10 km/h
Autonomie de conduite max. (G24 : batterie 85 Ah)	40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacles (avec montée en régime)	50 mm (100 mm)
Rayon de giration minimum	560 mm
Suspension	Agile
Électronique R-Net	120 A
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 – 4 points d'arrimage	Oui – Poids max. utilisateur 150 kg
Test de collision ISO 7176-19 – Station d'accueil Dahl	Oui – Poids max. utilisateur 136 kg
Testé conformément à la norme EN 12182/EN 12184 CE	Oui
Longueur max., assise comprise	1 170 mm
Largeur de châssis	630 mm
Largeur, siège et accoudoirs compris	650-790 mm
Hauteur totale	960-1 170 mm
Longueur/hauteur de transport minimum	880 mm/870 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	194 kg
Hauteur d'assise (sans coussin)	450 mm
Hauteur d'assise avec lift sans coussin (option)	450-800 mm
Profondeur d'assise	370-570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur de l'assise et du dossier	420-570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360-510 mm (par incrément de 50 mm)
Hauteur du dossier (sans coussin d'assise)	470 ; 545-670 mm (par incrément de 25 mm)
Hauteur des accoudoirs	185-320 mm
Distance entre les accoudoirs	380-480/480-580 mm
Inclinaison manuelle du dossier	90°-135°
Inclinaison électrique du dossier	85°-150°, 85°-180°
Bascule d'assise avant (option)	-20°-50°
Bascule d'assise arrière (option)	-20°-0°/-10°-0°

\*L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

Plus de couleurs

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



REPOSE-JAMBES 90°-180°



BASCULE D'ASSISE 0-50°



ÉLÉVATEUR D'ASSISE



DOSSIER 85°-180°



PROCLIVE



MyPermobil



Autonomie de la batterie

permobil



M5DATASHEETFR200922