

SmartDrive

Avec SwitchControl

permobil





SwitchControl

Par une simple pression, la SmartDrive peut être activée afin de produire une vitesse constante sur de longues distances.

Spécifications de SmartDrive

Dimensions	Longueur : 389 mm Largeur : 141 mm Hauteur : 242 mm
Poids du produit	5,7 kg
Poids de l'utilisateur	14 à 150 kg
Autonomie*	Jusqu'à 19,8 km sur surface plane sans résistance
Puissance du moteur	Brushless DC 250 W
Vitesse maximale	6 km/h (standard), 9 km/h
Température de fonctionnement	-25°C à 50°C
Types de fauteuils compatibles	Rigide, pliant, assise inclinable, A commande d'un bras et autres
Diamètre de la roue motrice	501, 540, 559, 590 mm
Garantie	2 ans

Bluetooth® LE

FCC	QOQBT113
ID	5123A-BGTBLE113
IC ID	

**Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de l'utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.*

Le SmartDrive a été testé et est conforme à toutes les exigences applicables des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants - Volume 1 et Volume 2 et EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d'un fauteuil roulant fournies par son fabricant peuvent être légèrement affectées par l'ajout du SmartDrive.

Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien.