


Porte-sérums

- Fût (Ø 25 mm) soudé et tige porte-sérum (Ø 16 mm) à hauteur variable en tube inox.
- Crochets inox ou plastique, recourbés ou ouverts - Poids maximum par crochet : 4 kg.
- Piétement à 5 branches en inox soudé équipé de roues pivotantes Ø 50 mm.



Tous les porte-sérums de cette page sont certifiés **CE**.

Caractéristiques crochets



→ Standard - 2 crochets



→ Uni-Manuel - 4 crochets



→ PIÉTEMENTS AVEC TIGES PORTE-SÉRUMS INOX

FINITION CROCHETS	CROCHETS	DIM. Ø X H	RÉGLAGE STANDARD	RÉGLAGE UNI-MANUEL
Plastique recourbé	2 crochets	500 x 1800 mm	317.22	317.44
	4 crochets		317.23	317.45
Inox recourbé	2 crochets		317.24	317.40
	4 crochets		317.25	317.41
Inox ouvert	2 crochets		317.26	317.42
	4 crochets		317.27	317.43



OPTIONS

OPTIONS	RÉF.
Pieds lestés 4 kg	397.07
Supplément pour 2 roues à frein	595.25



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	MODÈLE	RÉF.
Plateaux inox avec rebords	Carré 33 x 33 cm	397.20
	Rond Ø 30 cm	397.21
Plateau en polycarbonate avec rebords	Rectangulaire 35 x 27 cm	397.25
Poignée de guidage inox		397.22
Support pompe inox		397.23
Rail inox normalisé		397.24

