

KÖLN

Chaise garde-robe

Caractéristiques:

- Dossier ergonomique
- Accoudoirs escamotables
- Lunette de W.C. recouvert d'un coussin
- Porte seau amovible
- Embouts antidérapants pour garantir la stabilité
- Y compris seau hygiénique
- Homologation CE, poids maximum supporté 130 kg

Accessoires :

- Accoudoir en PU Référence [R440.10.32](#)

Couleurs: Référence [R340.xx.00](#)

- gris/gris 03
- gris/bordeaux 44
- gris/bleu 54

Matériau synthétique:

- Très longue durée de vie
- Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants
- Résistant à la corrosion




Artikeln° [R340.44.00](#)



12



Référence [R347.03.00](#)



KIEL

Chaise garde-robe réglable en hauteur

Caractéristiques:

- Dossier ergonomique
- Accoudoirs escamotables
- Lunette de W.C. recouvert d'un coussin
- Assise réglable en hauteur de 51 à 56 cm
- Porte seau amovible
- Embouts antidérapants pour garantir la stabilité
- Y compris seau hygiénique
- Homologation CE, poids maximum supporté 130 kg

Accessoires :

- Accoudoir en PU Référence [R440.10.32](#)

Couleurs : Référence [R347.xx.00](#)

- 03 gris/gris
- 44 gris/bordeaux
- 54 gris/bleu

Chaises garde-robe

Spécifications techniques:

Modèle	Köln	Kiel
• Profondeur:	63 cm	63 cm
• Largeur (E):	57 cm	57 cm
• Profondeur d'assise (C):	45 cm	45 cm
• Hauteur d'assise (B):	52 cm	51-56 cm

Modèle	Köln	Kiel
• Largeur d'assise (A):	46 cm	46 cm
• Poids maximum supporté	130 kg	130 kg
• Poids	11 kg	11 kg
• Référence	R340.xx.00	R347.xx.00