



TABLE D'EXAMEN COMPACTE
COMPACT EXAMINATION TABLE

Ritter® 204



Ritter® 204

“JE VEUX UNE TABLE COMPLÈTE
QUI TIENNE DANS 1 M²”
“I WANT A COMPLETE TABLE
THAT FITS IN 1M²”

CONFORT / COMFORT

- Large sellerie avec appui tête intégré
- Tiroirs coulissant entièrement, accessibles des 2 côtés (possibilité de disposer la table au centre du cabinet)
- 5 tiroirs pour tout ranger : 3 latéraux, 2 frontaux
- Étriers intégrés escamotables
- Inclinaison d'assise 7° (tilt)
- Sangle de maintien du papier
- Large upholstery with integrated headrest
- Drawers entirely sliding (accessible on both sides)
- Large storage capacity with 5 drawers : 3 pass-through & two front drawers
 - Integrated fold-away stirrups
 - Pelvic tilt 7°
 - Paper retaining strap

 **84 cm**
Hauteur avec sellerie
Height with upholstery

Longueur avec
repose-jambes sorti
Length with footrest
extended

 **193 cm**

Capacité / Capacity

 **225 kg**

Modèle présenté avec
options/accessoires
Products shown with
options/accessories



HYGIÈNE HYGIENE

- Tiroirs monoblocs moulés en ABS avec angles arrondis pour un meilleur nettoyage
- Toutes les surfaces sont accessibles au nettoyage
- Porte rouleau intégré au dossier
- Bac gynécologique ABS amovible stérilisable
- One piece ABS seamless have easy-to-clean rounded edges
- All surfaces are cleanable
 - Integrated paper roll holder
 - Removable ABS treatment & sterilizable pan



SÉCURITÉ SAFETY

- Capacité patient 225 kg
- Patins de réglage sous la base
- Marchepieds avec roulettes autobloquantes
- Patient weight capacity 225kg
- Adjustable levelers under base
 - Footstep with auto-blocking castors

ACCESSIBILITÉ / ACCESSIBILITY

- Marchepieds intégré escamotable
- Largeur utile 100% de la sellerie avec léger débord et retrait de la base pour un meilleur positionnement des pieds
- Coussin d'extension pour les jambes (examen général)
- Integrated footstep
- Upholstery net width 100% with a light gap allowing a better feet positioning
 - Sliding leg extension shelf



Profil
Profile

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

STANDARD FEATURES

Dossier inclinable par vérin à gaz
 Assise inclinable manuellement
 Sellerie amovible
 Coussin de pied rétractable et coulissant
 Bâti en acier, finition époxy
 5 tiroirs monoblocs en polystyrène
 (dont 3 avec ouverture bilatérale), (sur rails)
 Marchepied coulissant sur roulettes autobloquantes
 Étriers intégrés rétractables et réglables
 Cuvette ABS
 Porte rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 12 cm)
 Hauteur avec sellerie 84 cm
 Longueur avec repose-jambes sorti 193 cm

Gas-spring assisted backrest
 Manual pelvic tilt
 Removable upholstery
 Sliding foot extension shelf
 Steel structure with epoxy finish
 5 monobloc polystyrene drawers
 (3 with bilateral opening) (on rails)
 Sliding footstep on auto-blocking castors
 Integrated fold-away stirrups
 ABS treatment pan
 Paper roll holder (max length 50 cm - ø 12 cm)
 Height with upholstery 84 cm
 Length with footrest extended 193 cm

Modèles (Base + Sellerie) Models (Base + Upholstery)	Réceptacle de prise Plug receptacle	Sellerie sans couture Coloris Ritter Seamless upholstery Ritter colors	Sellerie Coloris Promotal Upholstery Promotal colors
204-013 + 002-10138		●	
204-013 + 002-0880			●
204-014 + 002-10138	●	●	
204-014 + 002-0880	●		●

Accessoires Accessories

9A410004



Paire d'appui-jambes
avec fixation
Pair of knee crutches
with fixings

9A411004



Paire d'appui-jambes articulés
avec fixation
Pair of articulated knee
crutches with fixings

9A627001 + 9A354002 / 9A354003



Paire de repose-bras
ajustables
Pair of adjustable armrests

9A632001 + 9A354002 / 9A3540503



Paire de poignées
d'assistance
Pair of assist handles

9A104001



Bac urologie avec évacuation
Urology drain pan with hose

9A70000



Bac inox
Stainless steel treatment pan

958-US



Support de fixation lampe
Lamp support

Lampes/Lamps +958-US



Se référer à la documentation
Refer to the literature

002-10194-00-xxx



Coussin de pieds
Sellerie sans couture
coloris Ritter
Foot Cushion
Seamless upholstery,
Ritter colors

SPAD-66




Coussin de pieds
Sellerie coloris Promotal
Foot Cushion
Promotal range upholstery


Choix de selleries non-feu M1 et antibactériennes
Choice of M1 fire retardant and antibacterial upholstery

Coloris Promotal
Promotal colors


Classic



Vitamin



Cosy




ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Poids net
Net weight
113 kg

Poids brut
Gross weight
125 kg

Volume
1,00 m³



Délais de livraison : 3 mois
Delivery time : 3 months

Coloris Ritter, sellerie sans couture
Ritter colors, seamless upholstery



FE-09/19

Promotal
22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
www.promotal.com



communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice