



WHERE YOU WANT TO BE.

CALYPSO





CONFORTABLE ET MANIABLE

Les avantages d'un grand scooter dans un format compact. Ce scooter est la preuve que dimensions compactes et confort de conduite peuvent parfaitement aller de pair. Grâce à sa maniabilité, il convient particulièrement à un usage à la maison, pour aller faire des courses sur le marché ou pour un agréable après-midi en ville. Les suspensions avant et arrière du Calypso, associées au concept de volant ergonomique, assurent une agréable conduite en toute sécurité. Avec une batterie d'une capacité maximale de 60 Ah et une vitesse de pointe de 12 km/h, ce scooter offre une liberté de mouvement considérable.

Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ce scooter démontable peut facilement trouver place à l'arrière d'une voiture. Calypso : une nouvelle norme dans le monde des scooters compacts et un choix avantageux.

// CONFORT ET MANIABILITÉ

Confortable grâce au concept de volant ergonomique, à la suspension avant et arrière et à l'assise réglable. Des dimensions compactes assurent une extrême



// CONDUITE SÉCURISÉE

Le volant protège les mains tout en offrant un contrôle et une maniabilité de haut niveau. Pour davantage de sécurité : un panier à l'avant qui n'accompagne pas le mouvement de rotation dans les virages, un pare-chocs avant, un excellent éclairage et des feux de stop

// UTILISATION SIMPLE

Le confort d'une double commande synoptique. Un simple réglage de la colonne de direction permet de vous installer et de descendre sans difficulté. Compact et démontable, donc facilement transportable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CALYPSO

Longueur totale :	1 207 mm	Batteries :	40 ou 60 Ah
Largeur totale :	622 mm	Pente maximale :	1 ou 30 mm
Profondeur d'assise :	445 mm	Rayon de braquage :	1 170 mm
Largeur d'assise :	457 mm	Pneus :	À air
Hauteur d'assise à partir du plateau :	432 – 490 mm	Diamètre roues avant :	260 x 85 mm
Hauteur de dossier :	406 mm	Diamètre roues arrière :	260 x 85 mm
Inclinaison du dossier :	Oui	Poids total, sans batteries :	70 kg
Réglage du siège (horizontal) :	Oui	Poids total batteries incluses :	100 (40 Ah)
Vitesse maximale :	10 ou 12 km/h	Poids maximal utilisateur :	125 kg
Autonomie :	40 km (60 Ah)		



Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande.

Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis.

* L'autonomie a été calculée dans des conditions de test. Le poids de l'utilisateur, la surface, les conditions climatiques et le type de batteries sont susceptibles d'influencer l'autonomie maximale.

