



INVACARE® TOP END®
PRO™ -2
MULTISPORTS



L'Invacare® Top End® Pro™-2 est un fauteuil roulant multisports idéal pour débuter et pour les clubs et centres de rééducation. Si vous souhaitez entrer dans le jeu, il est fait pour vous. Qu'il s'agisse de basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, hockey en salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain, l'Invacare Top End Pro-2 est le fauteuil qu'il vous faut pour débuter. Le fauteuil est disponible en 3 largeurs d'assise et offre de nombreux réglages. Entrez dans le jeu !

Caractéristiques

Châssis en aluminium : 3 largeurs d'assise 14", 16" & 18"

Profondeur d'assise ajustable 13"-17"

Toile d'assise vissée

Hauteur d'assise avant et arrière réglables

Palette tube clampée réglable en hauteur

Réglage du centre de gravité

Roulette anti-bascule simple amovible et réglable

Carrossage : 15°

Roues 25" High performance avec pneus haute pression

Axes à démontage rapide

Dossier non rabattable réglable : en angle et en hauteur

Toile de dossier réglable en tension

Protège-vêtements en aluminium


Coussin

Sangle de maintien

Protections de châssis arrière

Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : P2AS



1. Barre pare-choc/palette tube du fauteuil multisports Pro-2

2. Profondeur d'assise réglable : 13" - 17"

3. Roulette anti-bascule amovible et pivotante

4. Hauteur d'assise réglable : avant et arrière

Options

Sac pour ballon de basket

Ceintures à clip

Ceinture de maintien à boucle

Coussin d'assise

Remarque : Le fauteuil est livré en kit.