

# Mercurius 4D

## Design moderne

**Scooter 4 roues design et fonctionnel.  
Jantes sport, panier moderne à l'avant, 2 rétroviseurs.  
Complètement réglable, siège pivotant confortable avec  
appui-tête et accoudoirs ajustables.**

Eclairage LED à l'avant et à l'arrière et clignotants pour vous assurer  
un maximum de sécurité même lorsque la visibilité est réduite.  
Egalement équipé de deux ports USB pour y charger vos appareils.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

## Caractéristiques techniques Mercurius 4D

■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1430 mm
■ Hauteur totale	1355 mm
■ Hauteur siège	470- 495 mm
■ Giration	3740 mm
■ Batteries	2x12V - 80Ah

■ Rayon d'action	ca. 40 km
■ Puissance	1000 W
■ Vitesse	15 km/u
■ Poids	116,75 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Mesures en mm, kg. Des écarts de dimensions et de poids (15 mm et 1,5 kg) sont possibles. Plage théorique, calculée dans des conditions idéales conformément aux normes de l'UE. Les vitesses et la plage peuvent différer (environ 15%).



### Options

- Porte rollator
- Housse de protection
- Top case
- Porte béquille




### Couleurs



### Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le **Mercurius 4D** répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



# Sodimed

Société de Distribution Médicale