
Invacare **Moviale**



P252



P253

900 mm
Ø 23,5 mm

900 mm
Ø 26 mm

- Poignée en T (P252) ou poignée courbe (P253)
- Disponible en châtaigner
- Esthétiques
- Résistantes grâce à un vernis en polyuréthane

Caneo 0400



Dragonne 0310



Invacare **Silencio P256**




Canne silencieuse en aluminium.

- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Silencieuse grâce à sa bague antibruit

810 à 1010 mm, Ø 19 mm bague, anti-bruit, vissée

Invacare **Prompto P264A/P265A**



Canne avec poignée anatomique.

- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Poignée pour droitier ou gaucher
- Très silencieuse grâce à sa bague antibruit

O300



Se glisse le long de la canne et vient en butée sous une table ou autre support.

Invacare **Foldeo P260**



Canne pliante.

- Réglable en hauteur de 850 à 950 mm
- Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette transparente

Pièces détachées pour cannes

- ❶ Embout UNIV-00011
- ❷ Embout gris 019.0056
- ❸ Embout P252-00001 (pour P252, P254, P255, P257, P270)
- ❹ Embout P253-00001 (pour P253)

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr.
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Moviale	Foldeo	Silencio	Prompto
Poids (kg)	0.28 à 0.3	0.355	0.32	0.355
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	100