

CARBON ULTRALIGHT

Rollator en carbon ultra léger



N° ARTICLE: 5713504001101
TAILLE LARGE : 5713504000289

N° ARTICLE: 5713504001125
TAILLE LARGE : 5713504000302

N° ARTICLE: 5713504000118
TAILLE LARGE : 5713504000296

Carbon Ultra Light
(sac "Weekend bag"
inclus dans le prix)

■ Poids : 4,8 kg

■ N°NOMENCLATURE : 520472

- Ultra léger
- Poignées ergonomiques vers l'avant
- Facile à replier
- Pneus en PUR absorbant les chocs
- Très maniable
- Pratique sur terrain accidenté
- Disponible en taille large



Carbon Overland vert
(sac "Grocery bag"
inclus dans le prix)

N° ARTICLE VERT: 5713504001736
N° ARTICLE BRUN : 5713504001743



Carbon Overland brun
(sac "Grocery bag"
inclus dans le prix)

■ Avec pneumatiques

ACCESSOIRES



Dossier

N° ARTICLE :
- 5713504000319
- TAILLE LARGE: 5713504000111
- OVERLAND: 5713504001798



Porte canne

N° ARTICLE:
- GAUCHE: 5713504000555
- DROITE : 5713504000128
- OVERLAND DROITE:
5713504001781



Housse de transport
Carbon Ultralight

N° ARTICLE: 5713504001590




Organiser Bag

N° ARTICLE: 5713504000548
WIDE.: 5713504000098



Grocery Bag

N° ARTICLE: 5713504000210



Weekend Bag

N° ARTICLE: 5713504000586



Allonger les poignées
du Carbon Ultralight

■ Hauteur : 85-97 cm
■ Poids max. : 110 kg

N° ARTICLE KIT ALLONGER CARBON ULTRALIGHT : 5713504001750
N° ARTICLE "PAR MOBIO" : MCUXH

FICHE TECHNIQUE	Ultralight	Overland
■ Poids	4,8 kg	6,7 kg
■ Poids max de l'utilisateur	130 kg	150 kg
■ Largeur de l'assise	42 cm	47 cm
■ Largeur	63-68 cm	68 cm
■ Longueur	74 cm	
■ Hauteur des poignées	79-91 cm (+6 en option)	82-95 cm
■ Hauteur de l'assise	60 cm	61 cm
■ Diamètre des roues	20 cm	26 cm
■ Livré avec sac inclus	Weekend bag	Grocery bag

Mobio[®]
aides ergonomiques & design