

LET'S MOVE

Déambulateur fonctionnel et élégant



Let's Move gris

N°ARTICLE.: TCLMO202

■ poids : 5,4 kg



Let's Move noir


N°ARTICLE.: TCLMO201

- Assise pour se reposer
- Facile à replier
- Très maniable
- Sac inclus dans le prix

FICHE TECHNIQUE

- Poids : 5,4 kg
- Largeur : 58 cm
- Largeur de l'assise : 38 cm
- Hauteur : 78-93 cm
- Hauteur de l'assise : 60 cm
- Longueur : 65 cm
- Poids max : 130 kg
- Volume du sac : 25 litres
- Charge max du sac : 12 kg
- Diamètre des roues : 20 cm

ACCESSOIRES





Plateau

N°ARTICLE: TCLFYTR



Lampe

ARTIKEL NR: TCOUTST0162



Dossier en noir ou en beige

N°ARTICLE: TCOUTBBBL0123 - TCOUTBBBR0153



Grand sac pour emporter le rollator en voyage

Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillareststraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
FAX 09 296 11 05

BANQUE BE06 0017 5063 8822 | GEBABEBB
TVA BE0599 878 088