


CHARIOTS DE STÉRILISATION 3 ET 4 NIVEAUX [Simples]

- Bâti inox 18/10 (304) - Tube carré Ø 30 mm entièrement soudé sous argon
- Roues ABS Ø 100mm avec galets pare-chocs compatible tunnel de lavage

Matériel destiné à recevoir les paniers en fil inox et les accessoires complémentaires comme : Tablettes, supports bacs à bec... Conçu pour un respect strict des obligations en termes d'hygiène grâce à la structure entièrement soudée



REF 9140



REF 9130

Tubes obstrués par soudure

COMPOSITIONS TYPES



REF 9340

REF 9338

REF 9335

REF 9140



REF 9760

REF 9741 x5

REF 9742 x3 + 9743 x2

REF 9759

REF 9763

REF 9330

REF 9130

CHARIOT 1 FACE

REF	DESCRIPTION
9140	3 niveaux
9130	4 niveaux