

ESTRADES DE BLOC

[Standard et Renforcée]

- Estrade de bloc entièrement soudée et renforcée
- Inox 18/10 (304)
- Dimensions standards

Essentiels pour le quotidien des professionnels santé et patients, les estrades sont conçues pour faciliter l'accès en hauteur en toute sécurité par leur plateformes stables et antidérapantes.

ESTRADE

REF	DIMENSIONS
2030	600 x 400 x 150 mm
2032	600 x 400 x 200 mm
2034	1000 x 600 x 150 mm



120 kg

Estrade renforcée



REF 2050



REF 2030




REF 2032



REF 2034

Surfaces
Antidérapantes
(Inox gravé)



Patins
anti-glisse
(réglables jusqu'à 3cm)