

# TABLES A INSTRUMENTS

[ Inox ]

- Ensemble inox 18/10 (304)

- Tube carré Ø 25 mm- Structure entièrement soudée sous argon



- Disponibles en 1 ou 2 plateaux- Roues pivotantes Ø 100 mm

Maniables, fonctionnelles et parfaitement adaptées à la préparation du matériel médical pour une utilisation en bloc opératoire ou en cabinet de chirurgie

Charge supportée par plateau : ~50kg



REF 1041AF



Roues antistatiques  
et/ou à Freins

**TENTE**  
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Poignée de préhension,  
galeries de retenue et tiroir  
disponibles en option au tarif



REF 2041P.G1000.2

## OPTIONS DISPONIBLES

### TABLE À INSTRUMENTS 1 PLATEAU

REF	DIMENSIONS
741	400 x 400 mm
841	600 x 400 mm
742	750 x 500 mm
1041	1000 x 600 mm
1241	1200 x 600 mm

### TABLE À INSTRUMENTS 2 PLATEAUX

REF	DIMENSIONS
2741	400 x 400 mm
2841	600 x 400 mm
2742	750 x 500 mm
2041	1000 x 600 mm
2241	1200 x 600 mm



Soudure sous argon  
pour une meilleure  
résistance

**TOURINOX**  
MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL

Un extranet vous est dédié, connectez-vous sur [www.tourinox.com](http://www.tourinox.com)